

Acceptatiecriteria - LMMI					
Binnenkomend monster	Type test	Transport medium	Temperatuur (°C)		Max. tijdsduur tot aan onderzoek
			Min.	Max.	
eSwab	Kweek	COPAN eSwab	4	25	≤48 uur
	GO kweek	COPAN eSwab	4	25	≤24 uur
	PCR	COPAN eSwab	4	25	≤5 dagen
Urine	Sneltest	BD Vacutainer Boric Acid Sodium Borate/Formate	4	25	≤48 uur
	Kweek	BD Vacutainer Boric Acid Sodium Borate/Formate	4	25	≤48 uur
	PCR	Steriele container	4	25	≤5 dagen
Specimen Collection Kit	PCR	Abbott Specimen Collection Kit	2	30	≤5 dagen
Feces (ontlasting)	PCR	Steriele feces container	4	25	≤5 dagen
Bloed	Kweek	BD BACTEC flesjes	4	25	≤48 uur
	Immunologie + PCR	Bloedbuis EDTA	4	25	≤5 dagen
	PSIE	Bloedbuis EDTA	4	25	≤24 uur
	Immunologie	Bloedbuis Stof	4	25	≤5 dagen
	Immunologie	Bloedbuis Citraat	4	25	≤5 dagen
	Immunologie	Bloedbuis Heparine	4	25	≤5 dagen
Bloed (uitzonderingen)	CH50 (direct)	Bloedbuis Stof	1	28	≤1 uur
	CH50 (vertraging)	Serum (voorbewerkt)	-20	-20	n.v.t.
	Cryoglobuline	Bloedbuis Stof	35	37	Direct na afname
	Quantiferon (TB) - Immunologie	Bloedbuis Heparine	4	25	≤16 uur
	Quantiferon (TB) - Immunologie	Na voorbereiding	4	25	≤5 dagen
	Malaria - Sneltest	Bloedbuis EDTA	4	25	≤4 uur
	Malaria (dikke druppel)	Bloedbuis EDTA	4	25	≤4 uur
	HIV Viral load	Bloedbuis EDTA	4	25	≤24 uur
Overige materialen	Kweek	Steriele container	4	25	≤48 uur
	PCR	Steriele container	4	25	≤5 dagen

Gebruikte referenties

1. eSwab package insert and How to use guide HPC031 Rev.00 Date 2016.02 page 3, specimen collection, storage and transportation
2. Evaluation of BD Vacutainer Urine Culture & Sensitivity PLUS Tube vs. Refrigerated BD Vacutainer Non-Additive PLUS Tube for Microbiological Testint Seed Ur
3. Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit, 2008 Abbott Laboratories
4. James Versalovic - May 2011, Manual of Clinical Microbiology, Tenth Edition 2-Volume
5. BD BACTEC Plus Aerobi/F Cultrve Vials and BACTEC Plus Anaerobic/F Culture Vials pages 1-4 2015-12
6. Procedure intern ETZ Elisabeth, documentnummer: PIM01VO23 CH50/AP50 ELISA
7. Procedure intern ETZ Elisabeth, documentnummer: PIM01VO07 Cryoglobuline
8. Procedure intern ETZ Elisabeth, documentnummer: PIM04VO61 QuantiFERON - TB Gold
9. Procedure intern ETZ Elisabeth, documentnummer: PBA37VO04 Malaria
10. Loberly Sebire, Kate McGavin Sallyland, Tracy Middleton and Chris Birch state reference Laboratoy for HIV, Australia - Journal of Clinical Microbiology feb 1998 p. 493-498
11. Procedure intern, documentnummer: PBA05AVO04 Cathertip kweek, Mmbz Vasculaire catheter gerelateerde infecties